



Sondererklärung: Alle Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfältig überprüft. Bei Druckfehlern oder Unklarheiten im Inhalt behält sich unser Unternehmen das Recht auf die endgültige Auslegung vor. Darüber hinaus werden technische Verbesserungen des Produkts in der neuen Version des Handbuchs ohne vorherige Ankündigung berücksichtigt. Änderungen im Erscheinungsbild oder in der Farbe des Produkts gelten als der tatsächliche Inhalt der Verpackung.

Einhaltung der nationalen Normen: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008


Hersteller: NEDES, s.r.o.
Adresse: Hlavná 35, 919 21 Zeleneč, Slowakei



EPIC X10

Luxuriöser Massagesessel

Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie den Inhalt dieses Handbuchs vor der Verwendung sorgfältig durch.

Manual + more informations on
Handbuch + weitere Informationen zu
Návod + viac informácií na
Návod + více informací na
Kézikon v + további információ
Instrukcje + więcej informacji
Instrucțiuni + Mai multe informații la



www.nedes.eu

Inhalt



Vielen Dank, dass Sie diesen Massagesessel gekauft haben. Bitte lesen Sie vor der Benutzung dieses Handbuch sorgfältig durch, insbesondere den Abschnitt über Sicherheit, um den Massagesessel korrekt zu verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf und beziehen Sie sich bei Bedarf darauf.

I Sicherheitshinweise	-----	1-2
II Vor jeder Massage	-----	3
III Produktspezifikation	-----	4
IV Fehlerbehebung	-----	4
V Produktinstallation	-----	5-6
VI Wartung und Lagerung	-----	7
VII Bluetooth-Verbindung für die Musikwiedergabe	-----	8
VIII Beschreibung der einzelnen Teile	-----	9
IX Controller-Display	-----	10
X Bedienungsanleitung für den Massagesessel	-----	11-12




Verbesserungen und Änderungen des Designs und der Funktionen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Bitte überprüfen Sie das tatsächliche Produkt.

I Sicherheitshinweise

Warnung



	Verwenden Sie keine Stromversorgung außerhalb der angegebenen Spannung, um Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
	Wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt sind oder die Steckdose locker ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein, um Kurzschlüsse oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
	Um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden, wird empfohlen, dass Personen, die sich nicht ausdrücken können oder das Gerät nicht selbstständig bedienen können, dieses Massagegerät nicht verwenden.
	Lassen Sie keine Kinder das Gerät benutzen oder darauf spielen, und setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne, die Armlehnen oder die Fußstütze, noch stellen Sie sich darauf.
	Das Kabel darf nicht geknickt, verdreht, gedehnt, verknottet oder stark gedrückt werden (insbesondere nicht unter dem Gerät). Es ist verboten, Zubehör wie Kissen für Massagesessel zu verdrehen oder zu lagern, da dies einen Kurzschluss und elektrische Störungen verursachen könnte..
	Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten Orten wie in Badezimmern auf, um Kurzschlüsse, Störungen und Rostbildung zu vermeiden.

Achtung







	Die voreingestellte Nutzungsdauer jedes Programms beträgt bis zu 15 Minuten. Wenn Sie die Nutzungszeit verlängern oder verkürzen möchten, können Sie dies mithilfe der Zeiteinstellungen tun. Es wird empfohlen, dass dieselbe Körperstelle nicht länger als 15 Minuten massiert wird. Eine längere Nutzung kann Muskelverspannungen verursachen. (Empfehlung) Die tägliche Nutzungsdauer sollte 60 Minuten nicht überschreiten.
	Wenn während der Benutzung ungewöhnliche Gefühle oder Anomalien im Körper auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
	Überprüfen Sie, ob der Betriebsschalter und die Reset-Funktion ordnungsgemäß funktionieren, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
	Nach längerer Benutzung sollte überprüft werden, ob der Massagesessel ordnungsgemäß funktioniert, bevor er erneut verwendet wird.
	Bei einem Stromausfall ist es erforderlich, die Stromversorgung sofort abzuschalten und das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen, um Unfälle beim erneuten Einschalten zu vermeiden.
	Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und platzieren Sie den Stecker mindestens 30 cm über dem Boden, um das Altern der Isolierung durch Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, was zu elektrischen Lecks führen könnte.
	Bei der Massage der Hände sollten harte Gegenstände wie Uhren und Schmuck entfernt werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
	Schlafen Sie während der Benutzung nicht ein. Unbewusste Nutzung kann Unbehagen oder Verletzungen verursachen.
	Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie Herden, rauchen Sie nicht während der Benutzung und verwenden Sie es nicht auf Heizgeräten wie elektrischen Decken, um Brandgefahr zu vermeiden.
	Verwenden Sie das Gerät nicht unmittelbar nach dem Essen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.
	Verwenden Sie das Gerät nicht nach dem Konsum von Alkohol, da dies zu Unfällen oder Verletzungen führen kann.
	Verwenden Sie den Massagesessel nicht von mehr als zwei Personen gleichzeitig, um Störungen oder Verletzungen zu vermeiden.
	Verwenden Sie das Gerät nicht auf unbedeckter Haut, da direkte Massage auf der Haut aufgrund der Intensität Schmerzen verursachen kann.
	Setzen Sie sich nicht hin und stehen Sie nicht auf, wenn die Füße angehoben sind, und es ist strengstens verboten, auf den Massagebereich der Füße zu stehen, solange die Position noch nicht vollständig aufrecht ist, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

I Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese ‚Sicherheitshinweise‘ sorgfältig durch, um das Produkt richtig zu verwenden.
- Diese Hinweise sind auf eine sichere und korrekte Nutzung des Produkts sowie auf die Vermeidung von Schäden oder Verletzungen anderer Personen ausgerichtet.
- Um das Gefahren- oder Schadensniveau anzuzeigen, sind die Hinweise in ‚Warnungen‘ und ‚Maßnahmen‘ unterteilt. Beide Kategorien enthalten wichtige Sicherheitsinformationen, daher bitten wir Sie, diese zu beachten.

	Warnung	Bei unsachgemäßer Verwendung wird ein potenzielles Verletzungsrisiko für den Benutzer angenommen.
	Achtung	Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Möglichkeit eines potenziellen Verletzungsrisikos für den Benutzer oder einer Beschädigung des Geräts..

Symbole

	 Symbole kennzeichnen Inhalte mit Warnungen und Hinweisen (Das Beispiel: links kennzeichnet allgemeine Warnungen und Hinweise).
	 Das Symbol bedeutet verbotenes Verhalten. Konkretisierte Anweisungen sind auf dem Bild angegeben (Beispiel: Demontage ist im linken Bild verboten).
	 Symbole kennzeichnen, was verpflichtend oder empfohlen ist. Konkrete Anweisungen sind auf dem Bild angegeben (Beispiel: Das Trennen vom Stromnetz ist im linken Bild dargestellt).

Bitte bewahren Sie das Handbuch nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf, wo Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Ungeeignete Verwendung dieses Produkts für Personen: Wenn Sie eines der folgenden Symptome haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt und verwenden Sie das Produkt nur unter ärztlicher Aufsicht.

Warnung

Personen, die medizinische elektronische Geräte wie Herzschrittmacher im Körper tragen.
 Personen, die ärztlich behandelt werden, insbesondere wenn sie Unregelmäßigkeiten im Körper verspüren. Patienten mit bösartigen Tumoren, akuten Erkrankungen, Herzkrankheiten, schwerer Hypertonie usw. (Ärztliche Aufsicht erforderlich) Schwangere Frauen oder Personen in der Menstruationsperiode.
 Personen mit Osteoporose, Patienten mit Wirbelbrüchen.
 Personen mit Hautverletzungen, die eine ruhige Erholungszeit benötigen.
 Personen mit einer Körpertemperatur über 38 Grad (bei Fieber). Das Produkt erwärmt sich, daher ist Vorsicht geboten bei Personen, die nicht hitzeempfindlich sind. (Ärztliche Aufsicht erforderlich)
 Personen mit geistigen Beeinträchtigungen oder Minderjährige müssen das Produkt unter Aufsicht verwenden.

II Vor jeder Massage

Schalten Sie die Stromversorgung ein

- Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob die auf dem Netzkabel angegebene Spannung den Betriebsbedingungen entspricht und ob am Ende der Steckdose ein Erdungskabel angeschlossen ist.
- Schalten Sie den Hauptschalter ein.
Der Hauptschalter befindet sich an der Unterseite der Rückseite. Nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, leuchtet die Betriebsanzeige auf.

TIPPS

Wenn Sie den Massagesessel in einer kalten Umgebung verwenden, wird empfohlen, die Raumtemperatur nicht plötzlich zu erhöhen. Erhöhen Sie die Temperatur schrittweise auf normale Werte. Wenn der Massagesessel an einem kalten Ort aufgestellt und dann an einen warmen Ort verschoben wird, verwenden Sie ihn bitte erst nach einer Stunde nach dem Umzug. Sofortige Verwendung kann zu einer Störung des Massagesessels führen.

Überprüfung vor der Benutzung

1. Überprüfen Sie die Umgebung


① Stellen Sie sicher, dass sich in der Umgebung des Massagesessels, einschließlich der Rückseite, der Vorderseite, der Unterseite der Beine usw., keine Personen, Haustiere oder Gegenstände befinden. (Bereitschaftsmodus)

2. Überprüfen Sie den Zustand des Massagesessels

① Überprüfen Sie vor der Benutzung bitte, ob der hintere Kissenbezug und andere Teile des Bezugs beschädigt sind, indem Sie das Kissen anheben. Wenn Schäden festgestellt werden (auch wenn sie klein sind), stellen Sie die Benutzung des Geräts sofort ein, trennen Sie es vom Stromnetz und fordern Sie eine Reparatur an.

② Überprüfen Sie, ob das Netzkabel, das Display-Kabel zur Steuerung oder andere Gegenstände im Massagesessel eingeklemmt sind.

③ Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, und verhindern Sie, dass metallische Teile oder Staub auf den Netzstecker gelangen, um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden.



III Produktspezifikation

Name	Massagesessel
Produktmodell	X10
Gewicht N./Gewicht B.(Kg)	84Kg/101Kg
Verbrauch	120W
Spannung	220-240V~
Empfohlene Zeit	15 Minuten
Empfohlene Frequenz	50-60Hz
Außenverpackung	1770*780*892.5mm
Maß in aufrechter Position	1550*785*1150mm
Maß in geneigter Position	1650*785*870mm

IV Fehlerbehebung

Sollte eine ungewöhnliche Situation auftreten, um Unfälle zu vermeiden, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein und trennen Sie es vom Stromnetz. Wenn die folgenden Lösungsvorschläge nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an das Servicestudio.

Mögliche Fehler	Lösung
Geräusche während des Betriebs	Geräusche, die durch das strukturelle Design verursacht werden, haben keinen Einfluss auf die Funktion.
Der Stecker ist in die Steckdose eingesteckt, aber der Massagesessel funktioniert nicht.	1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist und ob der Strom eingeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Schalter am Massagesessel in der Position "I" ist. 3. Wenn der Schalter in der Position "I" ist, sollte das Licht am Schalter rot leuchten. Wenn es nicht leuchtet, trennen Sie das Netzkabel, und überprüfen Sie die Sicherungshalterung und die Sicherung, ob sie richtig eingesetzt sind.
Der Fernbedienung lässt sich während der Benutzung bedienen, aber der Massagesessel reagiert nicht.	Nach längerer Benutzung, wenn die Temperatur des Massagesessels zu hoch steigt, wechselt der Massagesessel automatisch in den Überhitzungsschutzmodus. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und verwenden Sie das Gerät vorübergehend 30 bis 60 Minuten nicht, um eine interne Abkühlung des Geräts zu ermöglichen.
Während der Benutzung lässt sich die Fernbedienung bedienen, aber der Massagesessel hört auf zu funktionieren.	Nach Aktivierung der automatischen Timer-Funktion, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, drücken Sie bitte die Taste erneut zur Steuerung."


V Produktinstallation

Einstellung des Massagesessels

Rund um den Sessel sollte ausreichend Platz gelassen werden, und der Sessel sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.

Tipp: Wenn die FüÙe angehoben sind, klappen Sie die Rückenlehne zurück, um Kollisionen zu vermeiden. Lassen Sie vorne mehr als 10 cm und hinten mehr als 20 cm freien Raum.


Tipp: Es wird empfohlen, eine Unterlage unter den Massagesessel zu legen, um Schäden am Boden oder Teppich zu vermeiden. Vermeiden Sie die Platzierung an Orten mit langfristiger Sonnenstrahlung, Heizgeräten und anderen Hochtemperaturquellen in der Nähe, um Verfärbungen oder eine Verschlechterung der Qualität des Lederbezugs zu verhindern.



Bewegen des Massagesessels

Heben Sie die Vorderseite des Massagesessels an und bewegen Sie ihn manuell.

Achtung: Bewegen Sie nur den Massagesessel selbst, um ein Umkippen zu vermeiden. Ziehen oder schieben Sie die Rollen nicht auf Böden, die anfällig für Kratzer sind. Heben Sie beim Umsetzen des Sessels nicht die Sitzfläche und die Beine des Sessels an. Achten Sie beim Anheben des Massagesessels auf die Vorderseite.




V Produktinstallation

Nehmen Sie den Massagesessel und das Zubehör aus der Box heraus.

Massagesessel

Seitenpanels

Zubehör



Handbedienung


Bedienungsanleitung und Netzkabel



Tipp

Das Zubehör ist in separaten Verpackungen verpackt. Verwenden Sie nur das Zubehör, das in der Verpackung enthalten ist.


Installationsverfahren vor der Benutzung des Stuhls



① Schließen Sie das Kabel des Lichtpanels an den Anschluss an.

② Schieben Sie die Seitenverkleidungen in die vorgesehenen Schlitze ein.


Installationsverfahren für das Bedienfeld" alebo "Installationsschritte für das Steuerungspanel




Kunststoff-Schraubverschluss gegen Lockerung
*Nach Abschluss der Verbindung des Bedienpanels befestigen Sie den Kunststoff-Schraubverschluss gegen Lockerung (nach rechts drehen zum Festziehen, nach links zum Lösen).

VI Wartung und Lagerungsmethoden

Wartung




- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Schweiß abzuwischen.
- Verwenden Sie bei der Fleckenreinigung ein niedrig konzentriertes, neutrales Reinigungsmittel.
- Befeuchten Sie ein weiches Tuch, wringen Sie es gut aus und wischen Sie den Massagesessel vorsichtig ab.



- Beim Reinigen des Massagesessels muss die Stromversorgung getrennt werden. Berühren Sie außerdem den Stromanschluss nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie keinen Haartrockner zum Trocknen des Schweißes auf dem Massagesessel.
- Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Massagesessels. Verwenden Sie keine Benzin, Lösungsmittel, alkalischen Reinigungsmittel, Bleichmittel oder ähnliche Substanzen.

Lagerungsmethoden



- Stellen Sie den Sessel nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.
- Setzen Sie ihn auch nicht hohen Temperaturen wie Heizgeräten und Kaminen aus, um Verfärbungen oder Schäden zu vermeiden.

VII Bluetooth-Verbindung für die Musikwiedergabe

Schritt 1: Schalten Sie den Hauptschalter des Massagesessels ein.


Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten."

Schritt 3: Nach dem Suchen finden Sie 'NEDES massage1' in der Kategorie 'Bluetooth-Geräte' und verbinden Sie sich damit.


Schritt 4: Öffnen Sie die Musik-Playback-App auf Ihrem Telefon und beginnen Sie, Musik abzuspielen.

Tipps


- ▶ Verschiedene mobile Betriebssysteme können unterschiedliche Methoden zur Bluetooth-Verbindung haben. Bitte verbinden Sie sich per Bluetooth gemäß der für Ihren Telefentyp spezifischen Verbindungsmethode..



VIII Beschreibung der einzelnen Teile



IX Controller-Display



X Bedienungsanleitung für den Massagesessel

I. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte bei der Verwendung dieses Produkts:

1. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Drücken Sie den Schalter an der Sitzkonstruktion des Massagesessels in die Position 'I'. Der Massagesessel wechselt in den Reset-Zustand. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Sessel im Bereitschaftsmodus, und die rote Lampe am Ein-/Ausschalter leuchtet ständig.
2. Im Bereitschaftsmodus können nur die folgenden Funktionen gesteuert werden: Ein-/Ausschalten, Rückwärtsbewegung, Zurücklehnen, Anheben der Beine, Absenken der Beine und der Null-Gravitations-Modus.

II. Beschreibung der Funktionen der Tasten des Bedienfelds



Ein/Aus-Taste

Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie in den Startmodus und aktivieren das automatische Massageprogramm „Relax“

Tasten für die acht automatischen Programme:

Relax	Sleep Aid	Fatigue Recovery	Pain Relief
Neck& Shoulder	Activate Collaterals	Back Care	Deep Tissue

Durch Drücken der Tasten für die acht automatischen Programme wird die voreingestellte Zeit von 15 Minuten aktiviert.



Die Massageintensität ist sanft und deckt den gesamten Körper ab. Diese Art der Massage fördert effektiv die Entspannung von Körper und Geist. Stellen Sie sich vor, Sie tauchen in ein warmes, beruhigendes Bad ein, das Ihre Muskeln und Ihre Seele sanft umhüllt – so fühlt sich diese Massage an. Sie unterstützt den Blutkreislauf und hilft, Müdigkeit zu beseitigen, ähnlich wie eine sanfte Streicheleinheit, die Ihre Verspannungen löst und Ihre Energie wiederherstellt.



Mildert Müdigkeit und Schmerzen im gesamten Körper, bietet Erleichterung für Rücken und Gliedmaßen.



Konzentriert sich auf die Meridiane zur Verbesserung des Mikrozirkulations im Körper und Stärkung des Immunsystems.



Für Personen mit sitzender Tätigkeit steigert die Massage die körperliche Aktivität, reduziert Stress und verbessert die Körperfunktion.



Die Intensität ist sanft und eignet sich für Frauen. Sie nutzt Knet- und Akupressurtechniken in Kombination mit einer sanften Luftdruckmassage. Durch die Akupressurpunkte hilft sie dem Körper, das Gleichgewicht zu regulieren und den Schlaf schnell zu verbessern.



Einzigartige Massagetechniken für Schultern und Nacken fördern die Blutzirkulation und lindern Schmerzen sowie Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich.



Basierend auf den Konturen des menschlichen Körpers konzentriert sich die Massage auf die Bereiche des Rückens und der Hüften, wodurch die Wirbelsäule effektiv entspannt wird.



Intensivere Massage mit allmählicher Entspannung des gesamten Körpers lindert effektiv Schmerzen und entfernt Müdigkeit.



Im manuellen Modus verschieben Sie durch Drücken dieser Taste die Bewegung nach oben oder unten.



Im manuellen Modus heben oder senken Sie durch Drücken dieser Taste die Rückenlehne.



Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie in den manuellen Modus und wechseln die Massagetechniken. Es stehen sechs Techniken zur Verfügung: Kneten, Klopfen, Klopfen, Akupressur, Kneten und Klopfen sowie Perkussion. Die Symbole, die die Techniken darstellen, sind:



Massageintensitätstaste: Drücken Sie diese Taste im manuellen Modus, um die Geschwindigkeit der Massagebewegung anzupassen. Es gibt 3 einstellbare Intensitätsstufen, wobei der dritte Gang die maximale Intensität darstellt. (Hinweis: Die Massageintensität kann nur im manuellen Modus angepasst werden).



Tastenkontrolle für die Anpassung der Bewegungsbreite: Einstellbar in vier manuellen Modi: Fingerdruck / Klopfen / Klopfen / Klopfen, in drei Stufen: breit - mittel - schmal.



Tastenkontrolle für die Anpassung der Bewegungsbreite: Einstellbar in vier manuellen Modi: Fingerdruck / Klopfen / Klopfen / Klopfen, in drei Stufen: breit - mittel - schmal.



Tastenkontrolle für die Luftkissen-Bereichseinstellung: Drücken Sie diese Taste im manuellen Modus, um die Luftkissen für den Arm, die Schulter, das Bein und den Fuß ein- oder auszuschalten. Der Zyklus wiederholt sich.



Tastenkontrolle für die Luftkissenstärke: Drücken Sie diese Taste im manuellen Modus, um die Gänge 1 bis 3 in der Reihenfolge zu wechseln.



Null-Schwerkraft-Taste: Stellen Sie das Null-Schwerkraft-Gear ein: 1 Gear - 2 Gear - Aus, in der Reihenfolge.



Wärme-Taste: Drücken Sie diese Taste sowohl im manuellen als auch im automatischen Modus, um die Wärmekompression ein- oder auszuschalten.



Fußrollen-Taste: Drücken Sie diese Taste im manuellen Modus, um die Fußrollenmassage ein- oder auszuschalten.



Pause-Taste: Drücken Sie diese Taste, um alle Aktionen anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um fortzufahren.